

Cómo revisar el sonido del audífono

La revisión del sonido de los audífonos se realiza para chequear la calidad del sonido. Para hacerlo use el estetoscopio o el tubo para escuchar incluido en el kit de cuidados del audífono. Esto debe hacerse diariamente.

Primero, coloque el extremo en forma de bulbo en su canal auditivo.

Segundo, conecte el extremo en forma de campana a la apertura del molde. Necesita quedar bien ajustado alrededor del molde, porque si el sonido amplificado se filtra, oír la retroalimentación y puede ser difícil saber si el audífono funciona correctamente. Hable en voz alta mientras escucha y presione la carcasa del audífono. El sonido debe ser consistente y claro, no debe entrecortarse o tener estática.

Es mejor que haga la revisión en un lugar silencioso. Si su hijo tiene audífonos potentes, pida un tubo para escuchar que tenga un filtro para reducir el nivel de intensidad del sonido.