

Cómo cortar el tubo del molde auricular

Cuando su niño recibe los nuevos moldes, puede cortar el tubo en cinco pasos sencillos.

Los moldes nuevos tienen un tubo largo, para que pueda cortarlo a la longitud necesaria para su hijo.

El primer paso es insertar el molde y colocar el audífono en el oído de su hijo.

El segundo paso es trazar una línea en el tubo del molde donde lo cortará. El molde necesita cubrir la punta del agarre para la oreja para que permanezca seguro cuando sea conectado.

El tercer paso es sacar el molde de la oreja de su hijo y cortar el tubo con unas tijeras.

El cuarto paso es conectar el tubo al agarre para la oreja del audífono. Es posible que tenga que presionar los bordes del tubo con las uñas para que quede bien sujeto.

Quinto paso: póngale el audífono y el molde a su hijo y revise la longitud del tubo.

Es mejor cortar el tubo un poco largo, se puede acortar un poco más si es necesario. Si deja el tubo demasiado largo, habrá un espacio entre el audífono y el oído, y el audífono puede caerse del oído de su hijo o moverse demasiado. Si el tubo es demasiado corto, el audífono hará presión en el oído de su hijo y puede causar molestias. Llame a su audiólogo si corta el tubo demasiado corto, necesitará un tubo nuevo.

Ahora corte el tubo si es necesario, para que el audífono se quede sobre la oreja sin presionarla.